

Fijador de películas de diagnóstico versátil, con una baja emisión de olores y alto rendimiento

El fijador y reforzador KODAK RP X-OMAT LO está formulado para mejorar su entorno de trabajo, la calidad de las imágenes, y su presupuesto. Adecuado para un procesamiento estándar, rápido, extendido y manual, se recomienda el uso de este versátil fijador con todas las películas de diagnóstico de KODAK y de otros fabricantes. La reducción de los olores y de la tasa de refuerzo y el impacto medioambiental son solo algunas de sus ventajas.

Características

Menos olores: una fórmula especial reduce las emisiones del ácido acético y el dióxido sulfúrico, para mejorar notablemente el procesamiento, la combinación y los entornos de almacenamiento.

Imágenes de alta calidad: El fijador y reforzador KODAK RP X-OMAT LO está optimizado para producir imágenes de alta calidad. Cuando se usa con las películas KODAK, produce un tono de imagen azul para mejorar la percepción del contraste y reducir la fatiga visual. Su baja retención de la plata no expuesta o poco expuesta permite una excelente conservación de la imagen.

Menos artefactos Al haber menos artefactos, la calidad de la imagen es aún mejor y se reduce la necesidad de repetir los exámenes, algo que suele costar mucho tiempo y dinero.

Reducción de las tasas de refuerzo, hasta un 50% Mediante la utilización de diversos equipos en línea de recuperación de la plata en recirculación, el fijador y reforzador KODAK RP X-OMAT LO reduce la tasa de refuerzo en un 50%, lo que redonda en un menor coste de eliminación y de productos químicos y en un menor perjuicio para el medioambiente.

Menor mantenimiento Una fórmula anticristalización produce una solución clara que minimiza la acumulación

en los depósitos y estantes de fijador, lo cual supone un menor mantenimiento.

Especificaciones Técnicas

Información técnica

pH (a 80° F/27° C) 4,25 a 4,45

Gravedad específica (a 70° F/21° C) 1,080 a 1,100

Tasas de refuerzo

Tipo de película Tasa de volumen de la película
Tasa de refuerzo general y láser para película de 35 x 43 cm

Alta 85 ml

Media 100 ml

Baja 120 ml

Tasa de refuerzo para película de mamografía de 18 x 24 cm

Min-R 2000 media y alta 30 ml

Baja 35 ml

Tamaño Disponible

Un práctico concentrado líquido de dos partes Proporciona 10 galones (38 l) de solución fijadora.



N.º de cat. 886 8804

carestream.com

