

Un fijador a un precio asequible

El fijador y reforzador Medical X-ray proporciona la seguridad de la calidad Carestream para los clientes preocupados por el precio. Carestream Health fabrica este económico fijador con los mismos estándares de calidad que los utilizados en la fabricación de químicos para un procesamiento de alto rendimiento.

Secado rápido de las películas para que se produzcan menos artefactos debidos a la manipulación de las mismas (incluso en unas condiciones de procesamiento que no sean totalmente óptimas).

Compatible con métodos de recuperación de plata

Se puede usar para películas Carestream de radiografía general, impresoras láser, ciclos de proceso estándar y rápido y películas de calidad de Carestream, así como para películas de otros fabricantes.

Son compatibles con muchos métodos de recuperación de plata.

Los fijadores y reforzadores pueden ser usados para:

- Imágenes de radiografía general
- Ciclos de procesado rápido y estándar.
- Películas de calidad CARESTREAM (KODAK) y películas de otros fabricantes.

Fijador y reforzador Medical X-Ray cómodo concentrado líquido de dos partes (n.º de catálogo 895 5817) proporciona 10 galones (38 l) de solución fijadora.

Para realizar un pedido u obtener más información de procesado CARESTREAM (KODAK), películas y otros productos y servicios para imagenología médica, póngase en contacto con su representante de Carestream Health, Inc. También puede visitar www.carestreamhealth.com



Información Técnica

Ph (a 80°F / 27°C)	4.05 a 4.25
Gravedad específica (a 70° F/21° C)	1.068 a 1.088

Tasas de refuerzo

Tasa de refuerzo general y láser para película de 35 x 43 cm
Alta 85 ml
Media 100 ml
Baja 120 ml

carestream.com

