

Los productos químicos GBX son concentrados químicos líquidos diseñados para el procesamiento manual de cualquier película dental intraoral y extraoral. El revelador y el fijador son concentrados de una solución que proporcionan un mezclado cómodo, estabilidad química y procedimientos de mezclado y dilución idénticos para las soluciones de depósito y de relleno. Están disponibles en un paquete doble que incluye el revelador y fijador, o bien pueden adquirirse individualmente.



Revelador GBX

El revelador reduce químicamente el haluro de plata de la película para formar una imagen de plata metálica. La plata, una vez formada la imagen ya no es necesaria, por lo que se elimina con el blanqueador y fijador. El fijador convierte el haluro de plata en complejos de plata solubles. Algunas de las características más importantes son: tiempo de aplicación y concentración.

- Fabricante: Carestream Dental
- Presentación: Disponibles en un paquete doble que incluye el revelador y fijador, o bien pueden adquirirse individualmente.
- Indicaciones: Cualquier película dental
- Tiempo de aplicación: 5 min
- Temperatura de uso: 20°C / 68°F
- Listo para usar / Concentrado: Concentrado

Fijador GBX

El revelador reduce químicamente el haluro de plata de la película para formar una imagen de plata metálica. La plata, una vez formada la imagen ya no es necesaria, por lo que se elimina con el blanqueador y fijador. El fijador convierte el haluro de plata en complejos de plata solubles. Algunas de las características más importantes son: tiempo de aplicación y concentración.

- Fabricante: Carestream Dental
- Presentación: Disponibles en un paquete doble que incluye el revelador y fijador, o bien pueden adquirirse individualmente.
- Indicaciones: Cualquier película dental
- Tiempo de aplicación: 2-4 min
- Tiempo de Lavado: 10 min
- Temperatura de uso: 15,5-29,5 °C/60-68 °F
- Listo para usar / Concentrado: Concentrado

Revelador y reforzador GPX Fijador y reforzador GPX Paquete doble GBX	Revelado: 5 min 20 °C/68 °F 4 1/2 min. 21°C/70 °F 4 min 22 °C/22,22 °F 3 min 24,5 °C/24,44 °F 2 1/2 min. 26,5 °C/80 °F Aclarado: 30 seg. agitando continuamente Fijación: 2-4 min. o tiempo de eliminación doble con agitación intermitente 15,5-29,5 °C/60-68 °F Aclarado: Lavar durante 10 minutos en agua corriente	Concentrado: precisa diluirse, siga las instrucciones del producto
---	--	--