

Un revelador a un precio asequible

Formulado para clientes preocupados por el precio, el desarrollador y reforzador de rayos X médico de está fabricado con los mismos controles de calidad utilizados para los productos químicos de procesamiento de alto rendimiento. Este reforzador de rayos X de bajo coste ofrece una alta calidad de imagen constante y gran versatilidad con la mayoría de las películas de radiografía general.

Ahorre tiempo y dinero

Al cambiar la solución del revelador se pierde tiempo en el ajuste de la exposición ni con técnicas de procesamiento.

Calidad constante

Ofrece imágenes de alta calidad, lote tras lote.

Ciclos estándar y rápidos

Uso de ciclos estándar y rápidos, películas de tratamiento de imágenes láser y de radiografía general y películas Carestream, así como películas de otros fabricantes.

Puede ser usados para:

- Imágenes de radiografía general
- Ciclos de procesado rápido y estándar.
- Películas de calidad CARESTREAM (KODAK) y películas de otros fabricantes.

Concentrado líquido

Una práctica mezcla concentrada de tres partes de líquido proporciona 10 galones (38 l) de solución reveladora.

Para realizar un pedido u obtener más información de procesado CARESTREAM (KODAK), películas y otros productos y servicios para imagenología medica, póngase en contacto con su representante de Carestream Health, Inc. También puede visitar www.carestreamhealth.com



Información Técnica

pH (a 80° F/27° C) 10,29 a 10,45
Gravedad específica (a 70°F/ 21° C) 1,059 a 1,069

Tasas de refuerzo

Tasa de refuerzo general y láser para película de 35 x 43 cm
Alta 60 ml
Media 80 ml
Baja 100 ml

carestream.com

